

Кровать с механической регулировкой.

Для того, чтобы зафиксировать определенное положение, необходимо вручную поднять или опустить нужную секцию и в другое положение переставить фиксатор. Есть также модели, в которых высота секции регулируется подкручиванием винтового рычага.

Усиленная рама и поперечные планки, обеспечивающих высокий уровень надежности и безопасности.

-Модели с металлическим каркасом, который специально покрывают дополнительным слоем порошкового типа, является оптимальным вариантом.

-Это помогает избежать порчи металла из-за частого воздействия с моющими средствами.

-Срок эксплуатации таких кроватей наиболее длительный среди прочих изделий.

Если ваш близкий человек тяжело болен или он преклонного возраста и больше не может встать с кровати без посторонней помощи, если ему проблематично повернуться или изменить положение тела, то облегчить жизнь тяжелобольному или старому человеку и тем, кто за ним ухаживает, можно, заменив обычную кровать на медицинскую.



ПОДГОТОВЛЕНО

ОГБУ «УСЗСОН по Заларинскому муниципальному округу»

График работы:

Понедельник — Четверг с 9.00 до 18.00
Пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 обработка документов
Обед с 13.00 до 14.00

р.п. Залари, ул. Дзержинского, д. 54А
кабинет № 3

Телефон: 8(3952)2-12-18
Электронная почта: soczashitzalari@mail.ru

«УСЗСОН по Заларинскому
муниципальному округу»

КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ

двухсекционная —
усовершенствованная кровать
для лежачих больных.
Помимо подголовника
она позволяет поднимать
также и ноги.

Чтобы период выздоровления
для пациента проходил быстро
и эффективно, надлежит создать
для него комфортные условия.
При этом важное значение имеет
кровать для инвалидов.
Она подбирается исходя
из характеристик
и особенностей болезни.



Многие люди в жизни сталкиваются с такой ситуацией, когда близкие родственники вследствие тяжелых заболеваний не могут передвигаться самостоятельно, или же с большим трудом им даются любые передвижения.

В уходе за такими людьми возникает много вопросов.

Первое что необходимо в таких ситуациях – правильно выбрать удобную и функциональную кровать для лежачих больных.

Какая кровать необходима лежачим больным, факторы выбора

При выборе кровати для людей, ограниченных в движении, первое что необходимо сделать, это проконсультироваться с врачом, который сможет эффективно и правильно оценить степень заболевания больного. Именно сложность состояния непосредственно указывает на то, какими функциями и возможностями должна обладать кровать.

Возможность регулирования ложа по высоте

Важный для комфорта критерий – это возможность регулировки спального места по высоте. Она не только делает уход проще, но и способствует удобному осмотру пациента врачом. Такая инвалидная кровать с подъемным механизмом становится необходимой, если больной человек нуждается в постоянном уходе. Если пациент страдает психическими заболеваниями или болезнью Альцгеймера, то можно отрегулировать высоту по минимуму, делая ее максимально безопасной.

Советы по безопасности:

- Регулярная проверка работоспособности.
- Размещение осуществляют вне покаты и скользких полов, чтобы исключить риск произвольного скатывания.
- Установка приспособления на прочной поверхности без перепадов по высоте.
- Перевод подматрачной основы в нижнее состояние, если больного оставляют одного.
- Регулярная санобработка для поддержания гигиены.
- Смазывание подвижных частей (какие именно нужно смазывать и как указано в инструкции).
- Вытирание при попадании на механизмы воды.
- Колеса медицинской кровати должны всегда стоять на тормозе — снимать их с тормоза можно только на время перемещения кровати.
- Рядом с кроватью нельзя курить, зажигать спички или свечи.
- На ночь в комнате, где находится медицинская кровать с пациентом, рекомендуется оставлять включенным небольшой ночник: во-первых, это поможет избежать падения пациента с кровати при попытке приподняться или встать; во-вторых, окажет положительное влияние на эмоциональное состояние больного — он не будет чувствовать себя брошенным и изолированным.
- Прежде чем положить пациента на кровать, нужно убедиться в том, что все секции ложа поднимаются и опускаются без стагнации,

Соблюдение этих особенностей позволит более продолжительно и бесперебойно функционировать медицинским приспособлениям, исключит риск для жизни и здоровья пациентов.

-Подъем изголовья—самая распространенная функция медицинской кровати

Это основное, что требуется тяжело больному человеку, чтобы принимать сидячее положение, не собирая вокруг горы подушек.

Поднимать изголовье нужно для того, чтобы умыться, попить или поесть — и не поперхнуться; чтобы поменять положение тела — это профилактика застоя и пролежней.

И вообще, чтобы бодрствовать, ведь в положении лежа мы только спим или отдыхаем.

Вторая функция, которая, как правило, есть у кровати — **подъем ног**.

Это нужно, чтобы человек не сползал при поднятом изголовье.



Кровать добавляет тяжело больному человеку множество возможностей.

Кровать для инвалидов – это не только спальное место, но и шанс повысить мобильность лежачего больного, сделав его самостоятельным и независимым от других, что важно в моральном плане.